

Số: 717/TM-BVT

Lào Cai, ngày 20 tháng 9 năm 2024

## THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi : Các đơn vị tư vấn thẩm định giá

Căn cứ Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định một số nội dung về thẩm định giá trong trường hợp đi mua, thuê tài sản của nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai kính mời các đơn vị có năng lực tư vấn thẩm định giá tham gia chào giá dịch vụ tư vấn với các nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung tư vấn: Tư vấn thẩm định giá các gói thầu: gói thầu mua vật tư dùng trong điều trị laser nội mạch, u xơ tuyến tiền liệt và nội soi năm 2024-2025.

2. Danh mục, số lượng, chủng loại trang thiết bị cần thẩm định giá: danh mục chi tiết kèm theo. (chi tiết theo phụ biểu đính kèm)

3. Hồ sơ chào giá dịch vụ tư vấn chi tiết theo hồ sơ kèm theo bao gồm:

- Đơn (Báo giá) chào giá dịch vụ tư vấn;
- Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu;
- Những góp ý (nếu có) để hoàn thiện điều khoản tham chiếu;
- Danh sách nhân sự tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn;
- Tiến độ thực hiện công việc.

Thông tin chi tiết Bệnh viện theo địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Đường Chiềng On (B8) - Phường Bình Minh - Thành Phố Lào Cai. Người nhận:

1. Ông: Đỗ Mạnh - Trưởng phòng TCKT. ĐT: 0987.497.813 Email: [domanhbt@gmail.com](mailto:domanhbt@gmail.com)

2. Ông: Trần Văn Tuyên - Trưởng phòng VT-TBYT. ĐT: 0977.999.239 Email: [tranvantuyenck20@gmail.com](mailto:tranvantuyenck20@gmail.com)

Kính đề nghị các Quý đơn vị quan tâm gửi hồ sơ về Bệnh viện chậm nhất là **16 giờ 00 phút ngày 30/9/2024.**

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng VT-TBYT;
- Lưu: VT, TCKT;



Phạm Văn Thịnh


**DANH MỤC VẬT TƯ DÙNG TRONG ĐIỀU TRỊ LASER NỘI MẠCH, U XƠ TUYẾN TIỀN LIỆT VÀ NỘI SOI NĂM 2024-2025**

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Tổng cộng giá mua sắm dự kiến: 4.831.275.000 đồng</b>								
1	Bộ laser điều trị suy giãn tĩnh mạch	Bộ Lase điều trị suy giãn tĩnh mạch, gồm: - Sợi quang phát tia Laser diode (503100170) - Bộ kit can thiệp: Dây dẫn phẫu thuật, Bộ luồn can thiệp nội mạch, Kim luồn phẫu thuật - Công nghệ phát tia toả tròn 2 vòng 360 độ, chia cường độ thành hai giai đoạn (2 vòng), khoảng cách mỗi vòng 6 mm. - Độ dài sợi quang: 2,5 m - Đường kính đầu sợi quang: 1,85mm - Tương thích với bộ luồn can thiệp 6 Fr. <u>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.</u>	Ceram Optec	Đức	1 bộ	Bộ	50	
2	Bộ laser điều trị suy giãn tĩnh mạch hiển nhỏ	Bộ Lase điều trị suy giãn tĩnh mạch hiển nhỏ, gồm: - Sợi quang phát tia Laser diode - Bộ kit can thiệp: Dây dẫn phẫu thuật, Bộ luồn can thiệp nội mạch, Kim luồn phẫu thuật. - Công nghệ phát tia laser bước sóng 1470nm toả tròn 360 độ. Độ dài sợi quang: 2,5 m - Đường kính đầu sợi quang: ≤ 1,3 mm - Tương thích với bộ luồn can thiệp 4 Fr. <u>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.</u>	Ceram Optec	Đức	1 bộ	Bộ	10	
3	Sợi quang phát tia laser diode phẫu thuật U xơ tuyến tiền liệt (1)	- Đầu sợi cong và lớn. - Độ dài sợi quang: 3 m - Đường kính lõi sợi quang: 1,8 Fr - Đường kính AD: 3100/9.3 (µm)/(Fr). <u>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.</u>	Ceram Optec	Đức	Sợi	Sợi	100	
4	Sợi quang phát tia laser diode phẫu thuật U xơ tuyến tiền liệt (2)	- Đầu sợi laser bằng thủy tinh, độ cong lớn. - Bốc hơi, đông máu và cắt bỏ hiệu quả. - Bóng khí tập trung ở đầu sợi, tối ưu hóa góc quan sát - Độ dài sợi quang: 3 m - Đường kính lõi sợi quang: 1,8 Fr. <u>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.</u>	Ceram Optec	Đức	Sợi	Sợi	10	
5	Ngáng miệng	Chất liệu cứng cáp nhưng vẫn đảm bảo thoải mái, dễ chịu cho bệnh nhân. Có đa dạng các loại phù hợp với nhu cầu sử dụng: dùng cho người lớn/ trẻ em có hoặc không có dây đeo. <u>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485;</u>	Zhejiang Chuangxiang Medical Technology Co., Ltd	Trung Quốc	01 Cái/ Túi	Cái	200	



STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
6	Kim sinh thiết nóng	<p>Kim sinh thiết nóng đa chức năng giúp loại bỏ các polyp không cuồng ở trạng thái kích hoạt dòng điện và được sử dụng như cầm cố lớp phủ cách điện ngăn dòng điện tiếp xúc với mô; ngậm chất liệu thép không gỉ dùng trong y tế bền tạo vết cắt sắc, ít chảy máu; ngậm có thể tái định vị giúp định vị lại và căn chỉnh chính xác hơn. Tay cầm thiết kế tiện dụng. Kiểm soát tối ưu. ĐK ngoài: 2.4 mm; chiều dài làm việc các cỡ: 1200mm, 1600mm, 2300mm. ĐK kênh làm việc 2.8 mm.</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương</p>	Zhejiang Chuangxiang Medical Technology Co., Ltd	Trung Quốc	01 Cái/ Túi	Cái	10	
7	Kẹp cầm máu dùng 1 lần, độ mở ngậm 12mm	<p>Hemoclip dùng một lần với thiết kế góc mở ngậm lớn, cho phép điều chỉnh đóng mở clip nhiều lần trước khi tiến hành thủ thuật; xoay được 360 độ, độ mở ngậm 12mm; CD làm việc các cỡ: 1650mm, 1950mm, 2300mm; độ mở 135 độ.</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485;</p>	Zhejiang Chuangxiang Medical Technology Co., Ltd	Trung Quốc	01 Cái/ Túi	Cái	300	
8	Kẹp cầm máu dùng 1 lần, độ mở ngậm 15mm	<p>Hemoclip dùng một lần với thiết kế góc mở ngậm lớn, cho phép điều chỉnh đóng mở clip nhiều lần trước khi tiến hành thủ thuật; xoay được 360 độ, độ mở ngậm 15mm; CD làm việc các cỡ: 1650mm, 1950mm, 2300mm; độ mở 135 độ.</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485;</p>	Zhejiang Chuangxiang Medical Technology Co., Ltd	Trung Quốc	01 Cái/ Túi	Cái	300	
9	Kim tiêm cầm máu dùng 1 lần	<p>Kim tiêm cầm máu dùng một lần có vỏ ống ngoài bằng chất liệu PTFE tạo độ trơn, không gây xước hỏng ống soi, thiết kế đầu tip kim sắc giúp cắt chính xác, thiết kế tay cầm cơ thái học điều khiển dịch chuyển kim dễ dàng. ĐK ngoài catheter: 2.4 mm; ĐK ngoài kim: 21G/ 23G/ 25G, chiều dài kim: 4mm/ 6mm. CD làm việc các cỡ: 2300mm/ 2000mm/ 1800mm/ 1200mm; Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương</p>	Zhejiang Chuangxiang Medical Technology Co., Ltd	Trung Quốc	01 Cái/ Túi	Cái	20	
10	Thông lọng cắt Polyp dùng một lần	<p>Thông lọng cắt polyp dùng một lần thiết kế xoay 360 độ, dây thép bện giúp gia tăng diện tích tiếp xúc với mô, đảm bảo hiệu quả đông máu và cắt an toàn hơn. Tay cầm dễ xoay bằng một tay, dễ dàng thao tác. Có đa dạng hình dạng loop: hình oval/ hình bán nguyệt/ hình lục giác; ĐK ngoài: 1.8mm, 2.4mm; Độ mở vòng loop các cỡ: 10mm, 15mm, 22mm, 25mm, 32mm; CD vòng loop khi mở các cỡ: 12mm, 15mm, 18mm, 20mm, 30mm, 32mm, 35mm, 38mm, 39mm, 47mm, 52mm. CD làm việc các cỡ: 1600mm, 1800mm, 2400mm.</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485;</p>	Zhejiang Chuangxiang Medical Technology Co., Ltd	Trung Quốc	01 Cái/ Túi	Cái	50	
11	Dây dẫn hướng 0,025", 4.500mm, đầu thẳng	<p>Dây dẫn hướng có hình dạng đầu cuối là dạng đầu thẳng, được làm bằng hợp kim niken-titan, có phủ lớp ưu nước.</p> <p>Chiều dài làm việc: 4500mm</p> <p>Chiều dài lớp phủ ưa nước (hydrophilic): 70mm</p> <p>Đường kính ngoài tối đa: 0,63mm hoặc 0,74mm</p> <p>Có lớp phủ Fluorine (lớp phủ cản quang).</p> <p>Chiều dài đoạn đánh dấu màu xanh lá cây: 20mm</p> <p>Chiều dài đoạn đánh dấu X: 310mm.</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485;</p>	Olympus	Nhật bản	01 Cái/ Túi	Cái	10	



STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
12	Dao cắt cơ vòng oddi	 <p>Đường kính phần chèn tối đa 2.1mm Chiều dài làm việc 1700mm Đường kính đầu cuối: 4.5mm Chiều dài phần đầu cuối: 7mm Chiều dài dao cắt: 25mm Tương thích với dây guidewire 0.89mm (0.035inch) Dao được thiết kế hình vòng cung, đoạn đầu thuôn dài và được đánh dấu cân quang, đánh dấu màu xanh dương cho "vị trí cắt tốt nhất", có phần kết nối với ống soi (C -Hook) Dao có 3 kênh riêng biệt: cho dao, cho dây dẫn và cho kênh bơm cân quang. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485;</p>	Olympus	Nhật bản	01 Cái/ Túi	Cái	30	
13	Rọ lấy sỏi nhiều cạnh	<p>Phù hợp với kênh dụng cụ tối thiểu: 2,8mm Đường kính tối đa đoạn trượt: 2,4mm Chiều dài làm việc 1900mm Đường kính cửa rọ tối thiểu 20mm. Thiết kế rọ 4 dây hoặc 8 dây, đầu rọ hình viên đạn giúp dễ dàng đưa rọ vào ống mật, tương thích với tay cầm tán sỏi cấp cứu, có kênh bơm tưới rửa/thuốc cân quang, có phần kết nối với ống soi (C-hook), có V-Marking trên thân dụng cụ. Loại xoay được. Cổng bơm chất cân quang góc 90 độ. Dây rọ được phủ silicon giúp đóng mở rọ được trơn tru. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.</p>	Olympus	Nhật bản	01 Cái/ Túi	Cái	30	
14	Clip cầm máu dùng một lần	<p>Kẹp clip sử dụng cùng tay cầm đồng bộ dùng cho thủ thuật cầm máu dạ dày, đại tràng có hai loại: Độ mở góc 90 độ và 135 độ, chiều dài ngàm 5mm-5.7mm, tổng chiều dài đầu clip 13.5mm-14.2mm. Độ mở rộng tối đa 12mm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.</p>	Shangxian	Trung Quốc	01 Cái/ Túi	Cái	100	
15	Bộ đầu thắt tĩnh mạch thực quản	<p>Bộ đầu thắt tĩnh mạch thực quản bao gồm: 01 tay cầm, 01 ống thông kéo dây, 01 adapter tưới làm từ polyurethane PU, 01 đầu thắt làm từ nhựa polycarbonate trong suốt có 7 vòng thắt được làm từ cao su tự nhiên, và dây tri-gơ làm từ sợi polyethylene. Đường kính kênh phụ kiện tối thiểu: 2.8mm. Đường kính ống soi tương thích từ 8.5mm đến 13mm; chiều dài dây thắt: 150cm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.</p>	Beijing ZKSK Technology Co., Ltd	Trung Quốc	01 Cái/ Túi	Cái	10	
16	Đầu thắt tĩnh mạch thực quản	<p>Đầu thắt được làm từ chất liệu cao su tự nhiên, với thiết kế 1 đầu thắt gồm 7 vòng thắt được lắp sẵn, dây tri-gơ 0.2mm. Đường kính kênh phụ kiện tối thiểu: 2.8mm. Đường kính ống soi tương thích từ 8.5mm đến 13mm; chiều dài dây thắt: 150cm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.</p>	Beijing ZKSK Technology Co., Ltd	Trung Quốc	01 Cái/ Túi	Cái	30	

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
17	Bóng kéo sợi 3 kênh	<p>Bóng kéo sợi, có 2 dải cân quang ở đầu và cuối bóng, có 3 kênh (kênh guidewire, kênh bơm bóng và kênh bơm dung dịch cân quang).</p> <p>Chất liệu bóng: cao su latex dày.</p> <p>Đường kính bơm bóng: 8,5-11mm, 5-15mm và 15-18-20mm.</p> <p>Chiều dài làm việc 1900mm.</p> <p>Đường kính đầu cuối 5,5Fr.</p> <p>Đường kính phần chèn tối đa 7Fr.</p> <p>Có đánh dấu ở cuối dụng cụ (V-marking), có phần kết nối với ống soi (C-hook)</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.</p>	Olympus	Nhật bản	01 Cái/ Túi	Cái	15	
18	Vòng thắt Endoloop	<p>Thiết bị thắt vòng Loop dùng một lần được lắp ráp sẵn và sẵn sàng sử dụng để thắt nội soi an toàn, đơn giản và hiệu quả. Thiết kế vòng độc quyền bẫy và thắt chặt các polyp nhỏ và lớn, giảm thiểu nguy cơ chảy máu đột ngột trong quá trình cắt polyp. Đường kính kênh phụ kiện tối thiểu: 2.8mm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.</p>	Leomed	Trung Quốc	01 Cái/ Túi	Cái	20	